


点滴棒・カバー

<従来の点滴の様子>



<医療事故>



<院内の様子>





<新規点滴棒>



- ベッド, ストレッチャーの足側に固定
- 途中から湾曲
- 非磁性体を使用
- 先端にライト・カメラ設置可
- カバーは点滴棒にかぶせ, つけたままでも使用可

<カバー例>



お問合せ先

国立大学法人 浜松医科大学
産学連携・知財活用推進センター

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL: 053-435-2230・2681 FAX: 053-435-2433
e-mail: amanoy@hama-med.ac.jp itos@hama-med.ac.jp

