

経腸栄養関連製品の接続部分の形状が2月より変更になります。

新規格のチューブに交換した患者さんには、紫色の製品をお渡しします。




使用上のご注意



既存規格の製品と接続する場合は
変換コネクタが必要になりますので、
ご注意ください。

新規格 (そのまま接続できます)



※色はメーカーによって異なる場合があります。

既存規格 (変換コネクタが必要です)



詳しくは、PMDA医療安全情報No.58, 2019年7月
「誤接続防止コネクタの導入について(経腸栄養分野)」をご参照ください。
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medical-safety-info/0185.html>




5月以降はすべて新規格の製品に切替わります。既存規格のチューブをご使用の患者さんには、変換コネクタをお渡しします。

使用上のご注意



新規格 (変換コネクタが必要です)



※色はメーカーによって異なる場合があります。